

PARO

— le nouveau compagnon du parcours de soins des malades Alzheimer



Qui est PARO ?

PARO est un robot socio-pédagogique utilisé en atelier d'animation et en thérapie non-médicamenteuse pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de troubles apparentés.

A ce jour, plus de 3000 PARO améliorent la qualité de vie de milliers de malades Alzheimer dans des établissements de soins de plus de 30 pays.

Pourquoi un petit phoque ?

Avoir choisi un animal non familier n'est pas anodin :

- Animal peu connu, un phoque comme PARO suscite la curiosité, stimule l'éveil et encourage la communication
- La forme ergonomique et les traits apaisants permettent un contact visuel et tactile sans appréhension (yeux agrandis, bouche affinée, tête arrondie)

Quelle utilisation ?

En activité de groupe

PARO est utilisé lors d'ateliers d'animation avec de nombreuses possibilités de thématiques

En session individuelle, en fonction du parcours de soins de chaque patient

Quels effets et indications ?

PARO permet d'agir :

Sur la communication et les interactions sociales

Sa présence incite le contact verbal et tactile, l'expression et les transferts des sentiments et dans certains cas, la réminiscence des souvenirs antérieurs.

Sur les troubles du comportement

Rôle d'objet transitionnel, en rassurant la personne et en calmant son angoisse. Impact sur l'anxiété, l'irritation, l'agressivité, la dépression, l'apathie.

Sur les médicaments

En ayant une action concrète sur les troubles du comportement, PARO est un vecteur important de baisse de médicaments.



Comment fonctionne PARO?

PARO est équipé de 7 moteurs, qui lui permettent de bouger la tête, cligner des yeux, remuer la queue et actionner ses deux nageoires latérales. Il est équipé d'une fourrure à fibres bactéricides.

Une douzaine de capteurs (toucher, positionnement, lumière) et 3 microphones renvoient des informations sur l'interaction avec le malade à un logiciel d'intelligence artificielle, qui adapte en conséquence les mouvements et l'intonation du PARO afin de fournir la meilleure réponse thérapeutique possible.

PARO peut donc communiquer au patient des émotions telle que la joie, la surprise ou le mécontentement.

PARO pèse 2,5kg et mesure 57 cm.



Rejoignez la communauté PARO !

Inno3Med est l'unique société française habilitée à distribuer PARO en France.

Pour recevoir des informations complémentaires, essayer ou acquérir PARO, appelez-nous au **09.53.50.59.78** ou envoyez-nous un mail à **contact@inno3med.fr**

09.53.50.59.78 / contact@inno3med.fr
www.inno3med.fr



Les autres avantages de PARO

PARO présente les avantages reconnus de la zoothérapie (réduction du stress et de l'anxiété, augmentation de la confiance et des interactions sociales, amélioration de la qualité de vie...) sans en apporter les inconvénients éventuels (anxiété due aux risques de griffure ou morsure, allergies, hygiène, maltraitance des animaux...)

Par rapport à certaines poupées, PARO permet de stimuler le patient et d'interagir de manière proactive.

Enfin, PARO est un vecteur important d'amélioration des conditions de soins pour les personnels soignants.



Ils en parlent...

"L'effet était formidable [...] En effet, mes patientes agitées se sont calmées et ont retrouvé miraculeusement le sourire. Un de mes patients était tellement apaisé qu'il s'est endormi à table, ce qui est rare pour lui [...] Au-delà de l'effet thérapeutique pour les malades, ça a soulagé l'infirmière et les aides-soignantes pendant 3/4 d'heure, ce qui en fin d'après-midi est très appréciable."

Hôpital Broca, Assistance Publique des Hôpitaux de Paris

"Les essais se sont avérés concluants dans la majorité des séances..."

L'effet positif de PARO semble dominer"

Hôpital des Charpennes, Hospices civils de Lyon

Centre de Mémoire, de Ressource et de Recherche de Lyon

"Joie et apaisement sont arrivés en même temps que PARO, chez certains résidents au comportement difficile du secteur Alzheimer. Il semblerait qu'en plus, il ait un effet fédérateur sur l'équipe soignante"

Hôpital Local de Sully/Loire