


Changer la batterie de PARO





Comment changer la batterie


- La recommandation usuelle est de changer la batterie de PARO tous les deux ans. Le changement de batterie peut être effectué par vos soins.
- La batterie se trouve à l'intérieur de PARO, sous la fourrure au niveau du ventre (voir photo).
- Vous pouvez visionner les instructions de changement de batterie sur la vidéo : [Vidéo E : « Comment changer la batterie »](#)



La batterie de PARO



Comment changer la batterie



Retirez la batterie en la faisant glisser vers le haut



Comment changer la batterie



Vérifier que la flèche noir de la nouvelle batterie soit vers le bas.



Faire glisser la nouvelle batterie de haut en bas entre les rails plastique en donnant une très légère pression.